

MARQUEUR À PEAU AVEC RÈGLE




Produit

Le marquage de la peau du patient est important dans différents contextes cliniques et pour différentes raisons, mais les principales fonctions peuvent être :

- Assurer que la chirurgie est effectuée sur le bon site
- Cibler les traitements non invasifs
- Planifier l'approche chirurgicale
- Assurer le réalignement naturel des volets de la peau pendant la fermeture de la plaie

MARQUEUR



- Marqueur double tête avec pointe standard et fine
- Grand réservoir d'encre pour une plus longue durée de vie du produit
- Flux d'encre constant pour un marquage clair
- Capuchon clip pour la pointe standard et capuchon standard pour la pointe fine

Encre Violette Gentiane

- La couleur fonctionne sur toutes les gammes de peau pigmentée
- Séchage rapide, indélébile, biocompatible
- Non irritant, non toxique
- Sans risque de ratures



Distribué par

VITALYS
SURGICAL

193 Boulevard de Laval – 35500 VITRÉ (FRANCE)
Tel France : +33 (0)2 90 64 00 40 - Tel Export : +33 (0)2 90 64 00 41
www.vitalys-surgical.com

MARQUEUR À PEAU AVEC RÈGLE



RÈGLE

Flexible 15 cm
En centimètres et en pouces
Précision de mesures même lors des surfaces profilées

Caractéristiques

- Usage unique, emballés individuellement dans des sachets détachables stériles
- Sans Latex
- Pointe conique pour une manipulation ergonomique

SMI Pointe

Pour de meilleurs résultats, retirez l'huile de la peau à l'aide d'alcool avant le marquage.

Description Technique

Emballage de 36 pièces
Longueur de 14.1 cm (avec capuchons)
Poids 7g
Polyéthylène Haute Densité (HDPE)

Produit	Unité	Réf. no
Marqueur à Peau stérile, avec règle	36	ZSM20



Distribué par



193 Boulevard de Laval - 35500 VITRÉ (FRANCE)
Tel France : +33 (0)2 90 64 00 40 - Tel Export : +33 (0)2 90 64 00 41
www.vitalys-surgical.com