

Distribué par



Marqueur à Peau Chirurgicaux


Réglette fournie

Non Toxique

Encre pigment violet

Pour intervention chirurgicale

Sans Latex



Pointe Standard
Pointe Fine

Régllette fournie
Non Toxique
Encre pigment violet
Pour intervention chirurgicale
Sans Latex



Les marqueurs cutanés chirurgicaux Viomedex sont des stylos stériles à usage unique, pour le marquage de la peau, destinés aux marquages des interventions cliniques dans un pigment violet non toxique.

Le rôle des marqueurs cutanés est de favoriser correctement la zone de chirurgie.

Le marquage pré opératoire joue un rôle important dans l'anticipation d'une chirurgie sur la zone de l'intervention, y compris en opérant du bon côté du patient et / ou à l'emplacement ou au niveau anatomique correct. Les marqueurs cutanés stériles de Viomedex sont idéaux pour un marquage sûr et à usage unique, permettant aux chirurgiens de se préparer efficacement tout en minimisant les risques pour le patient.

Information sur le produit

- X La peau est marquée et séchée pendant environ 60 secondes avant le gommage
- X Choix de deux largeurs de ligne avec deux marqueurs, soit pointe fine ou standard
- X Chaque stylo est emballé individuellement stérile
- X Avec règle métrique de 15 cm fournie dans chaque emballage.

AVANTAGES

- X Utilisé pour cibler correctement la voie d'abord opératoire
- X Marquage cutané pré opératoire précis indélébile
- X Les marques restent visibles pendant plusieurs jours
- X Résiste aux préparations cutanées alcoolisées
- X Encre cutanée non toxique spécialement formulée
- X Grand réservoir d'encre pour un marquage clair et précis

UTILISATIONS

- Chirurgie du site correct
- Varices
- Thyroïdectomie
- Orthopédie
- Chirurgie générale
- Radiologie
- Chirurgie plastique, micro chirurgie
- Chirurgie du visage, de la main
- Chirurgie pédiatrique

Régllette fournie
Non Toxique
Encre pigment violet
Pour intervention chirurgicale
Sans Latex



Pointe **Standard**

Pour le marquage principal de :

- Varices
- Thyroïdectomie
- Orthopédie
- Chirurgie générale
- Radiologie, etc.




Pointe **Fine**

Pour le marquage principal de :

- Chirurgie générale complexe
- Chirurgie pédiatrique
- Chirurgie plastique
- Micro chirurgie
- Visage,
- Main, etc.




Information de Commande



Pointe **Standard**

Réf.	Description	Packaging	Qté/Bte
VX110	Marqueur à Peau + règle Pointe Standard	Boîte carton	50 unités




Pointe **Fine**

Réf.	Description	Packaging	Qté/Bte
VX210	Marqueur à Peau + règle Pointe Fine	Boîte carton	50 unités

Règle Flexible 15 cm

Permet au chirurgien de délimiter des sites sélectionnés, avant ou pendant les interventions chirurgicales.



Dispositif médical : **Classe I**

Stérile – Usage Unique

Durée de Vie : **3 ans**

Stérilisation : **rayonnement gamma**

Packaging unitaire : **Sachets Peel sans fibre**